

Tragriemen

diverse Modelle

Bestellung

Angebot



Quickfit/Universeller Tragriemen (Schlaufengurt)

- leicht anpassbar
- für den allgemeinen Gebrauch
- für 85 % der PatientInnen geeignet
- leicht zu bedienen

XS S M L XL



Quickfit-Deluxe Tragriemen (Schlaufengurt - 6 Punkt)

- für 95 % der PatientInnen geeignet
- kann für Amputierte nach der Einstufung verwendet werden

XS S M L XL



Access/Toilettentragriemen (Schlaufengurt)

- hauptsächlich für die Toilettenprozedur
- ermöglicht das Entfernen der Kleidung
- ist KEIN Tragriemen für den allgemeinen Gebrauch
- nur für 25 % der PatientInnen geeignet
- Patienten müssen sich sitzender Position befinden
- Risikobewertung: am falschen Patienten unsicher

Einheitsgröße



Long-Seat Tragriemen (Schlaufengurt)

- kann nur in liegender Position angelegt oder entfernt werden
- wird meistens bei Amputierten verwendet
- muss in Kombination mit seitlichen Haltevorrichtungen verwendet werden

Einheitsgröße



Full-Back-Tragriemen (Schlaufengurt)

- integrierte, verstärkte Kopfunterstützung und gepolsterte Beineinsätze
- die richtige Größe sitzt gut und schützt PatientInnen, die einen gestreckten Rücken haben oder bei denen es zu unwillkürlichen Bewegungen/Verhaltensproblemen kommt

XS S M L XL



Comfort-Tragriemen (Clip-Gurte - 4 Punkt)

- richtige Positionierung durch 4-Punkt Aufhängung
- verwendet das Securi3-Tragriemen-Verbindungssystem – eine versehentliche Ablösung des Tragriemens von der Aufhängung wird ausgeschlossen
- inkl. abtrennbaren Polster zur Unterstützung des Kopfes

XS S M L XL



Standing Tragriemen (Aufstehhilfe)

- für PatientInnen, die stärker belastet werden können
- hervorragender Zugang für den Gang zur Toilette
- schnell angelegt: für schnelle, effektive Transfers
- regulierbares Taillenband, rutschfester Rückenpolster
- Risikobewertung: am falschen Patienten unsicher

S M L



Transport-Tragriemen (Aufstehhilfe)

- für PatientInnen, die etwas belastet werden können
- leicht anzupassen
- für schnelle, effektive Transfers

S M L

Journey