



# RAIZER® by liftup

## State of the Art Hebestuhl

Liftup's neuer, patentierter Hebestuhl ist eine schnelle, sichere Lösung, wenn einer gefallen Person geholfen werden soll, wieder in eine stehende oder sitzende Position zu gelangen.

### Chancengleichheit

Jeden Tag fallen Tausende ältere und körperlich behinderte Personen, die ohne Unterstützung nicht in der Lage sind, aufzustehen. Mit dem neuen Raizer® von Liftup wird den gefallen Personen einfach und sicher wieder auf die Beine geholfen..

### Einfache Bedienung

Ein Helfer kann allein, ohne Hilfe, gleichzeitig den Raizer® bedienen und die gefallene Person, die auf dem Boden liegt, betreuen. Es ist keine Kraft für das Schieben oder Anheben notwendig. Somit sind die Risiken für arbeitsbedingte Überbelastungen minimal. Der Helfer platziert den Raizer® laut Anleitung und kann den Stuhl so mit der einen Hand bedienen und mit der anderen den Kopf der gefallen Person unterstützen. Der Hebestuhl wird in der häuslichen Pflege, in Seniorenheimen, von Rettungsdiensten und von Personal welches mit dem Heben von Personen und Personentransfers arbeiten, eingesetzt. Raizer® wird in Einzelteilen in zwei Tragetaschen geliefert. und kann so leicht transportiert wer-

den. Der Stuhl ist schnell zusammengebaut und kann danach sofort benutzt werden. Raizer® ist batteriebetrieben und kann über eine Funkfernsteuerung (Sonderzubehör) bedient werden – beide Details tragen zu der hohen Mobilität bei.

### Design ist ein Markenzeichen

Um den exklusiven Look des Raizer® zu entwickeln, wurden mit Industriedesignern zusammengearbeitet. Werkstoffe und Komponenten wurden mit dem Blick auf die Qualität sorgsam ausgewählt. Dabei blieben immer Helfer und Patient im Fokus..

### Sicherheit – das erste Gebot

Für eine gefallene Person ist die Sicherheit während der Wiederaufwärtsbewegung entscheidend. Während des gesamten Vorgangs hat die Person auf dem Raizer® bodenkontakt. Der Hebevorgang ist sanft und schonend. Zur Erhöhung der Sicherheit ist der Hebestuhl mit einem Brustgurt versehen

## VORTEILE

- Mobiler Stuhl zum Verlagern von liegenden Personen in stehende oder sitzende Position
- Kein Risiko für Überlastung des Helfers
- Patient und Helfer können sich beide sicher fühlen – risikofreies und sicherer Hebevorgang
- Transport: Integrierter Griff für den Sitz, Tragetasche für Rückenlehne und Beine
- Kann mit wenigen „Klicks“ in ein paar Minuten aufgebaut werden
- Einfach zu reinigen
- Patentierte Technologie
- CE-zertifiziert



## RAIZER

### Technische Spezifikationen

- Belastung: Bis 150 kg
- Hebedauer: 20 - 30 s.
- Eigengewicht: Sitz / #1: 9 kg  
Beine + Rückenlehne / #2: 4 kg  
total 13 kg.
- Ladegerät (2 St.):  
Soniel 12 V, 100 -240 V und  
12 V Kfz-Adapter
- Anzahl Hebevorgänge bei voller  
Aufladung:  
40 Hebevorgänge bei Höchstlast.  
Ca. 100 Hebevorgänge bei durch-  
schnittlicher Belastung.
- Ladezeit: max. 6 Stunden.
- Ladezeit von leeren Akkus:  
10-15 min = 1 Hebevorgang.



### Zubehör

Fernbedienung

